

**INSTRUÇÕES DE USO
IMPLANTE DENTÁRIO SIGNO VINCES®**

Este dispositivo médico implantável requer procedimentos específicos e altamente especializados. Somente deverá ser realizado por cirurgiões dentistas com especialização ou treinamento em implantodontia, incluindo as fases de diagnóstico, planejamento pré-operatório e a escolha do protocolo cirúrgico mais adequado para cada caso clínico.

INDICAÇÕES DE USO

Os implantes dentários *Signo Vinces®* são dispositivos médico implantável em forma de parafuso, com objetivo da substituição das raízes naturais dos dentes.

A escolha do implante mais adequado para cada caso clínico, é de responsabilidade do profissional que fará a instalação do implante e deverá ser feita segundo a tabela de classificação óssea de Lekholm e Zarb (1985).

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Os implantes dentários *Signo Vinces®* são vendidos de forma unitária, e acondicionados nas embalagens primárias em tubo de material transparente, secundária em “blister” com papel grau cirúrgico, e na parte externa em caixa de papelão que deverá ser aberta por rompimento da parte picotada.

São fornecidos junto com o Tapa implante para proteção do implante durante a fase de cicatrização. São produzidos em titânio medicinal puro F67 grau 4, e possuem uma superfície porosa obtida por jateamento da superfície do implante e tratada quimicamente.

Sistema Duo®

Apresenta um desenho cônico, hexágono externo, com dupla rosca trapezoidal no corpo (garantindo uma instalação mais rápida e menor trauma cirúrgico) e a rosca fina próxima da plataforma cervical para garantir a estabilidade primária. O implante *Sistema Duo®* após sua instalação cria câmaras vazias preenchidas com coágulo sanguíneo entre o osso e o implante que melhoram o processo de osseointegração.

O torque de instalação é dado pelo hexágono interno, preservando o hexágono externo para instalação da prótese. O torque máximo de instalação a ser aplicado é de 45N.cm.

Apresenta-se nas plataformas 3.3mm, 4.1mm e 5.0mm e nas seguintes medidas:

PLATAFORMA 3.3	PLATAFORMA 4.1	PLATAFORMA 5.0
3.8 x 8.5mm	4.6 x 8.5mm	5.5 x 8.5mm
3.8 x 10.0mm	4.6 x 10.0mm	5.5 x 10.0mm
3.8 x 11.5mm	4.6 x 11.5mm	5.5 x 11.5mm
3.8 x 13.0mm	4.6 x 13.0mm	5.5 x 13.0mm
3.8 x 15.0mm	4.6 x 15.0mm	5.5 x 15.0mm

Atenção: O implante *Sistema Duo®* é indicado para densidades ósseas tipo III e IV, conforme classificação de Lekholm e Zarb (1985).

Sistema Ares®

Apresenta um desenho cônico, hexágono externo, com dupla rosca trapezoidal no corpo inteiro, (garantindo uma instalação mais rápida e menor trauma cirúrgico). O implante *Sistema Ares®* após sua instalação cria câmaras vazias preenchidas com coágulo sanguíneo entre o osso e o implante que melhoram o processo de osseointegração.

O torque de instalação é dado pelo hexágono interno, preservando o hexágono externo para instalação da prótese. O torque máximo de instalação a ser aplicado é de 45N.cm.

Apresenta-se nas plataformas 3.3mm, e 4.1mm nas seguintes medidas:

PLATAFORMA 3.3	PLATAFORMA 4.1	
3.8 x 8.5mm	4.6 x 8.5mm	5.5 x 8.5mm
3.8 x 10.0mm	4.6 x 10.0mm	5.5 x 10.0mm
3.8 x 11.5mm	4.6 x 11.5mm	5.5 x 11.5mm
3.8 x 13.0mm	4.6 x 13.0mm	5.5 x 13.0mm
3.8 x 15.0mm	4.6 x 15.0mm	5.5 x 15.0mm
3.8 x 16.5mm	4.6 x 16.5mm	5.5 x 16.5mm
3.8 x 18.0mm	4.6 x 18.0mm	5.5 x 18.0mm

Atenção: O implante **Sistema Ares®** é indicado para todos os tipos de osso.

Sistema Duocon®

Apresenta um desenho externo cônico, adaptação do componente com cone morse e dodecágono para posicionamento do componente, com dupla rosca trapezoidal no corpo (garantindo uma instalação mais rápida e menor trauma cirúrgico) e a rosca fina próxima da plataforma cervical para garantir a estabilidade primária. O implante **Sistema Duocon®** após sua instalação cria câmaras vazias preenchidas com coágulo sanguíneo entre o osso e o implante que melhoram o processo de osseointegração.

O torque de instalação é dado pelo hexágono interno. O torque máximo de instalação a ser aplicado é de 45N.cm.

Apresenta-se nas conexões CM e CM 4.6, nas seguintes medidas:

CONEXÕES CM	CONEXÕES CM 4.6	
3.8 x 8.5mm	4.6 x 8.5mm	5.5 x 8.5mm
3.8 x 10.0mm	4.6 x 10.0mm	5.5 x 10.0mm
3.8 x 11.5mm	4.6 x 11.5mm	5.5 x 11.5mm
3.8 x 13.0mm	4.6 x 13.0mm	5.5 x 13.0mm
3.8 x 15.0mm	4.6 x 15.0mm	5.5 x 15.0mm

Atenção: O implante **Sistema Duocon®** é indicado para densidades ósseas tipo III e IV, conforme classificação de Lekholm e Zarb (1985).

Sistema Integra®

Apresenta um desenho cilíndrico, hexágono externo, com dupla rosca triangular no corpo (garantindo uma instalação mais rápida e menor trauma cirúrgico). O implante **Sistema Integra®** é instalado com uma interferência com o osso, garantindo uma estabilidade primária imediata após sua instalação. No ápice apresenta câmaras alto cortantes facilitando a sua instalação e otimizando a estabilidade secundária.

O torque de instalação é dado pelo hexágono interno, preservando o hexágono externo para instalação da prótese. O torque máximo de instalação a ser aplicado é de 60N.cm.

Apresenta-se nas plataformas 4.1mm e 5.0mm e nas seguintes medidas:

PLATAFORMA 4.1		PLATAFORMA 5.0
3.75 x 8.5mm	4.00 x 8.5mm	5.00 x 8.5mm
3.75 x 10.0mm	4.00 x 10.0mm	5.00 x 10.0mm
3.75 x 11.5mm	4.00 x 11.5mm	5.00 x 11.5mm
3.75 x 13.0mm	4.00 x 13.0mm	5.00 x 13.0mm
3.75 x 15.0mm	4.00 x 15.0mm	5.00 x 15.0mm

Atenção: O implante **Sistema Integra®** é indicado para densidades ósseas tipo I e II, conforme classificação de Lekholm e Zarb (1985).

Sistema Infra®

Apresenta um desenho externo cônico, adaptação do componente com cone morse e dodecágono para posicionamento do componente, com dupla rosca trapezoidal no corpo (garantindo uma instalação mais rápida e menor trauma cirúrgico). É instalado abaixo da linha óssea, para formar tecido ósseo acima da plataforma protética, com melhor estabilidade do implante, menor perda óssea e um excelente selamento biológico com a prótese. O implante *Sistema Infra®* após sua instalação cria câmaras de coágulo sanguíneo entre o osso e o implante que melhoram o processo de osseointegração.

O torque de instalação é dado pelo hexágono interno. O torque máximo de instalação a ser aplicado é de 45N.cm.

Apresenta-se apenas na conexão (CM), nas seguintes medidas:

CONEXÕES CM		
3.8 x 8.5mm	4.6 x 8.5mm	5.5 x 8.5mm
3.8 x 10.0mm	4.6 x 10.0mm	5.5 x 10.0mm
3.8 x 11.5mm	4.6 x 11.5mm	5.5 x 11.5mm
3.8 x 13.0mm	4.6 x 13.0mm	5.5 x 13.0mm
3.8 x 15.0mm	4.6 x 15.0mm	5.5 x 15.0mm
3.8 x 16.5mm	4.6 x 16.5mm	5.5 x 16.5mm
3.8 x 18.0mm	4.6 x 18.0mm	5.5 x 18.0mm

Atenção: O implante *Sistema Infra®* é indicado para todos os tipos de osso.

Sistema Ancor®

Apresenta um desenho externo cônico, adaptação do componente com cone morse e dodecágono para posicionamento do componente, com dupla rosca trapezoidal no corpo (garantindo uma instalação mais rápida e menor trauma cirúrgico). É instalado abaixo da linha óssea, para formar tecido ósseo acima da plataforma protética, com melhor estabilidade do implante, menor perda óssea e um excelente selamento biológico com a prótese. O implante *Sistema Ancor®* após sua instalação cria câmaras de coágulo sanguíneo entre o osso e o implante que melhoram o processo de osseointegração.

O torque de instalação é dado pelo hexágono interno. O torque máximo de instalação a ser aplicado é de 45N.cm.

Apresenta-se apenas na conexão (CM-A), nas seguintes medidas:

CONEXÕES CM - A		
3.8 x 8.5mm	4.6 x 8.5mm	5.5 x 8.5mm
3.8 x 10.0mm	4.6 x 10.0mm	5.5 x 10.0mm
3.8 x 11.5mm	4.6 x 11.5mm	5.5 x 11.5mm
3.8 x 13.0mm	4.6 x 13.0mm	5.5 x 13.0mm
3.8 x 15.0mm	4.6 x 15.0mm	5.5 x 15.0mm
3.8 x 16.5mm	4.6 x 16.5mm	5.5 x 16.5mm
3.8 x 18.0mm	4.6 x 18.0mm	5.5 x 18.0mm

Atenção: O implante *Sistema Ancor®* é indicado para todos os tipos de osso.

MANUSEIO

Os tecidos duro e mole devem ser tratados com muito cuidado, a fim de que criar melhores condições possíveis para osseointegração. Para isso devem-se tomar os seguintes cuidados: certificar-se de que as brocas estejam em bom estado de corte, e utilizar refrigeração abundante com solução fisiológica estéril a fim de se manter a temperatura do osso a mais baixa possível, evitando que um superaquecimento comprometa a cicatrização e por fim a osseointegração do implante. A estabilidade primária após instalação do implante é uma condição imprescindível para a osseointegração bem sucedida.

	INSTRUÇÕES DE USO	FOR 041
		REV 04
		Data: 03/11/2023
		Pág. 4 de 9

Selecionar a sequência de brocas de acordo com o implante a ser instalado. A profundidade da inserção deve ser obedecida conforme marcação a laser da broca, de acordo com o comprimento do implante a ser instalado. As brocas “countersink” são usadas de acordo com a plataforma protética do implante a ser instalado. Utilizar 800 a 1500 rpm de velocidade de corte com as brocas.

Através de estudos identificou-se que o Instrumental de Perfuração Óssea da Signo Vences mantém sua eficiência de corte até a 20ª perfuração, e a partir deste ponto inicia-se o desgaste das arestas, até a 30ª perfuração, sendo o limite da sua vida útil. Neste ponto o seu estado encontra-se crítico, tornando o instrumental inutilizável.

INTEGRA	LANÇA 2.0	BROCA CILÍNDRICA 2.6	BROCA CILÍNDRICA 3.0	COUNTERSINK 4.1-3.0	PILOTO 2.6 - 3.3	BROCA CILÍNDRICA 3.3	COUNTERSINK 4.1 - 3.3	PILOTO 3.0 - 3.8	BROCA CILÍNDRICA 3.8	BROCA CILÍNDRICA 4.3	COUNTERSINK 5.0 - 4.3
3.75	•	•	•	•							
4.0	•	•			•	•	•				
5.0	•	•	•					•	•	•	•

DUO / DUOCON	LANÇA 2.0	BROCA CÔNICA 3.8	BROCA PILOTO 3.8	BROCA CÔNICA 4.6	BROCA PILOTO 4.6	BROCA CÔNICA 5.5	BROCA PILOTO 5.5
3.8	•	•	•	•			
4.6	•	•		•	•		
5.5	•	•		•		•	•

<i>INFRA/ ARES/ ANCOR</i>	<i>LANÇA 2.0</i>	<i>BROCA CÔNICA 3.8</i>	<i>BROCA PILOTO 3.8</i>	<i>BROCA CÔNICA 4.6</i>	<i>BROCA PILOTO 4.6</i>	<i>BROCA CÔNICA 5.5</i>	<i>BROCA PILOTO 5.5</i>
3.8	•	•	•				
4.3	•	•		•	•		
5.5	•	•		•		•	•

PASSOS PARA INSTALAÇÃO DO IMPLANTE

1º passo: Abrir o “*blister*” retirando o lacre de papel grau cirúrgico;

2º passo: Segurar o tubo transparente com a mão e abrir a tampa;

3º passo: Com o auxílio da chave de torque interno para contra-ângulo capturar o implante e levar ao leito ósseo;

4º passo: Finalizar a instalação com a chave de torque interno para torquímetro, usando um torquímetro cirúrgico.

5º passo: Escolher o cicatrizador adequado, e os componentes protéticos compatíveis com o implante;

CONTRAINDICAÇÕES

Em pacientes com processos inflamatórios ou infecciosos dos tecidos intraorais, com massa óssea insuficiente ou qualidade óssea inadequada, com abusos de uso de drogas e álcool, alergia ao titânio, abuso do tabaco, defesa imunológica reduzida, histórico de exposição a radiações, incapacidade de suportar cirurgias longas e complicadas, gravidez e higiene oral deficiente, não são recomendados instalações de implantes dentários.

ESTERILIZAÇÃO

Os implantes *Signo Vences®* encontram-se dentro de embalagens estéreis e devem permanecer invioladas até sua instalação. Nunca deverá ser instalado o implante com alguma embalagem violada.

As embalagens primária e secundária são esterilizadas por radiação *gama*, e protege o implante contra influências externas e contaminações. Se armazenado corretamente garante a esterilidade até a data de validade indicada no rótulo do produto.

Nota: A esterilização do produto só poderá ser garantida se a embalagem tubo transparente e “*blister*” com papel grau cirúrgico não estiver violada ou danificada.

ADVERTÊNCIA

-Imediatamente após a cirurgia de instalação do implante o paciente deve evitar qualquer atividade que obrigue a um esforço físico excessivo. Dores, inchaços, desconforto, dificuldades

fonéticas e gengiva inflamada podem ser reações do procedimento cirúrgico. Caso essas reações persistam o cirurgião deve ser consultado.

-Existe a possibilidade de se perder o implante devido a não integração ao osso circundante. A falta de qualidade ou quantidade óssea, infecção, higiene oral deficiente, alergia ao titânio e problemas médicos do paciente são algumas das causas que levam a perda do implante.

-NÃO UTILIZAR O PRODUTO CASO A EMBALAGEM ESTEJA VIOLADA OU DANIFICADA.

-O médico ou cirurgião dentista deve informar o paciente que os implantes podem causar interferência ou distorções nas imagens, em exames de ressonância magnética.

-Os componentes, equipamentos e instrumentais usados no procedimento cirúrgico devem estar limpos e esterilizados em autoclave conforme especificação de seu fabricante, antes do uso.

-Os implantes seguem com 3 (três) etiquetas de rastreabilidade com a descrição do implante, data de fabricação, identificação do fabricante, número de registro ANVISA e número do lote, para fixação obrigatória: no prontuário clínico, no documento a ser entregue ao paciente na documentação fiscal que gera a cobrança.

-Proibido reprocessar

- A embalagem do implante garante a esterilização do produto por 4 anos. Não deve ser aberta até o momento da utilização do implante. Siga os passos para abertura da embalagem, captura do implante e instalação no leito ósseo. Caso a embalagem apresente danos ou esteja violada, não deve ser utilizado. Implantes que por algum motivo não foram utilizados, sofreram queda e tiveram contato com ambiente não estéril devem ser imediatamente descartados. Recomenda-se que sempre tenha um implante reserva.

- O torque de instalação e o protocolo de instalação estão indicados na instruções de uso. A não observação deste protocolo poderá acarretar na perda do implante.

- O planejamento cirúrgico e/ou protético mal executado pode comprometer o desempenho do conjunto pilar/implante bem como a solução protética, pode causar falhas no sistema, fratura do implante, afrouxamento ou fratura dos componentes e/ou parafusos protéticos;

- Antes de cada etapa do tratamento, verifique que os componentes sejam compatíveis com o sistema de implante, para garantir uma perfeita adaptação do componente sobre o implante.

- Não utilize produtos com data de validade vencida.

- Os implantes dentários são fornecidos estéreis e são de uso único. Não podem ser reutilizados, limpos ou reesterilizados. Além do alto risco de contaminação, qualquer outro processo altera a superfície do implante, provocando a falha do dispositivo, colocando em risco a saúde do paciente.

- Existe a possibilidade de perda do implante devido a não ósseo integração. A falta de qualidade ou quantidade óssea, infecção, higiene oral deficiente, alergia ao titânio e problemas médicos do paciente são algumas das causas que levam a perda do implante;

- Orientar o paciente da necessidade de acompanhamento após a cirurgia, alertando a importância de obedecer todos os cuidados sobre alimentação, uso de medicamentos e higiene oral;

- As condições dos tecidos intraorais devem ser avaliados por meio de exames clínicos, radiográficos e se possível tomográficos, para garantir que as condições de cada paciente sejam satisfatórias para receber os implantes, e o sucesso do tratamento.

- O armazenamento e transporte devem seguir rigorosamente. O não cumprimento destas condições pode comprometer a integridade física do dispositivo, bem como a legibilidade do código UDI, inviabilizando sua correta rastreabilidade.

- Evite expor o produto à umidade, temperaturas fora da faixa recomendada ou a ambientes que possam causar desgaste mecânico da embalagem ou da etiqueta. A violação dessas condições pode tornar o UDI ilegível ou danificado.

- Caso o código UDI apresente falhas de impressão, borrões, perda de contraste ou qualquer dano que impeça sua leitura, o dispositivo não deve ser utilizado e deve ser descartado.

- Para garantir a rastreabilidade adequada, recomenda-se sempre a leitura óptica do UDI por meio de um scanner. Sempre que o registro do UDI for realizado manualmente, recomenda-se

	INSTRUÇÕES DE USO	FOR 041
		REV 04
		Data: 03/11/2023
		Pág. 7 de 9

que seja conferido por um segundo profissional, de modo a reduzir o risco de rastreamento incorreto.

- A digitação incorreta ou o não registro do UDI no sistema hospitalar pode comprometer a rastreabilidade do dispositivo e gerar associação incorreta ao prontuário do paciente. Nestes casos, a responsabilidade pelo erro recai sobre o profissional de saúde responsável pelo registro.
- A não observação do protocolo de perfuração, escolha incorreta do comprimento do implante ou aplicação de torque excessivo além do indicado pode causar lesões anatômicas severas, incluindo a perfuração ou ruptura do assoalho do seio maxilar/paranasal e feixes nervosos.

PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade dos implantes *Signo Vinces®* é de quatro anos a partir da data de esterilização do produto, desde que se preservem as características originais da embalagem. Implantes com a sua embalagem violada ou danificada devem ser imediatamente descartados. Lote e data de fabricação: Vide rótulo.

DESCARTE

Os produtos e materiais utilizados durante o procedimento cirúrgico de instalação do implante contêm riscos à saúde de quem os manuseia. Recomenda-se consultar a legislação local para o descarte dos resíduos cirúrgicos, e não devem ser misturados ao lixo comum.

ARMAZENAMENTO

Os implantes *Signo Vinces®* devem ser guardados dentro da sua embalagem original em local seco, protegidos da luz solar direta, e em temperatura ambiente.

TRANSPORTE

A embalagem dos implantes *Signo Vinces®* protege contra quedas e colisões, porém para transporte pra distâncias maiores deve estar protegida por uma embalagem adicional.

ETIQUETA DE RASTREABILIDADE

A rastreabilidade dos **Implantes Dentários** é realizada por meio da identificação de cada produto através do nome comercial do produto, código de referência, nome do fabricante, número de registro ANVISA e do número de lote.

Recomenda-se que o responsável registre as informações do dispositivo médico e que estas informações sejam repassadas ao paciente. As etiquetas de rastreabilidade são auto colantes devendo ser fixadas no:

- Prontuário do paciente;
- Laudo a ser entregue ao paciente;
- Documentação fiscal.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	
REF XX.XXX	LOT XXXXX
REGISTRO ANVISA Nº: XXXXXXXXXXXX	
 SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI 0800 600 5999 41 3032-5999 CNPJ 03.717.757/00001-99 IE 90212165-97 Rod. Raul Azevedo de Macedo, 733 83.606-482 Campo Largo/PR Brasil RESP. TÉCNICO: Andreas R. Firzlaff CREA 29.552/D	

Modelo de etiqueta de rastreabilidade

NOTA: qualquer evento adverso envolvendo um dispositivo médico deve ser notificado ao organismo sanitário e ao fabricante. Na notificação deve ser informado a descrição do evento e os dados do produto (código, descrição, nº de lote, nº de registro do produto).

	INSTRUÇÕES DE USO	FOR 041
		REV 04
		Data: 03/11/2023
		Pág. 8 de 9

IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DE DISPOSITIVO (UDI)

Além dos dados já descritos, os **Implantes Dentários** também contam com a Identificação Única de Dispositivo (UDI – Unique Device Identification).

O UDI é composto por duas partes:

- DI (Device Identifier – Identificador de Dispositivo): Código fixo que identifica o fabricante e o modelo do produto (código GTIN);
- PI (Production Identifier – Identificador de Produção): Código variável que fornece informações específicas da unidade, como número de lote, data de fabricação e data de validade.

Exemplo de UDI:

(01) 0786881052280 (10) 99999 (11) 240725 (17) 240729

- DI: (01) 0786881052280
- PI: (10) 99999 (11) 240725 (17) 240729
 - 0786881052280 – Código GTIN (01)
 - 99999 – Lote (10)
 - 240725 – Data de Fabricação (11) → 24/07/2025
 - 240729 – Data de Validade (17) → 24/07/2029

As informações do UDI estão disponíveis em formato legível ao ser humano e em código 2D DataMatrix na rotulagem secundária (Figura 4), permitindo sua captura manual ou eletrônica nos registros do paciente (prontuário), documentação fiscal e laudos.

Embora a captura manual do código seja possível, recomenda-se prioritariamente a utilização de scanners para leitura óptica automática, garantindo maior precisão, agilidade no preenchimento das informações e integração com os sistemas hospitalares.

Para assegurar a correta identificação e leitura do UDI, devem ser rigorosamente observadas as condições descritas no item 5.8 – Armazenamento e Transporte.

Nota: O uso do UDI proporciona maior segurança e confiabilidade, facilitando a rastreabilidade completa do dispositivo em toda a cadeia, desde a fabricação até o uso final pelo paciente, além de agilizar eventuais ações de vigilância pós-mercado.

	FOR 041	
	REV 04	
	Data: 03/11/2023	
	Pág. 9 de 9	

INSTRUÇÕES DE USO

SIMBOLOGIA NORMA EN ISO 15223:2015



Não reutilizar
Do not reuse
No reutilizar
Non reutilizzare
Non réutiliser
Nich wieder verwendbar



Atenção
Warning
Atención
Attenzione
Attention
Beachtung



Mantenha seco
Keep dry
Mantenga seco
Mantenga asciutto
Gardez au sec
Halten Sie trocken



Data de fabricação
Manufacturer date
Fecha de fabricación
Data di fabbricazione
Dat de fabrication
Herstellungsdatum



Fabricação
Manufacturer
Fabricación
Fabbricazione
Fabrication
Herstellungs



Número de lote
Batch code
Número de lote
Numero di lotto
Número de lot
Nummer der gruppe



Número de referência
Reference number
Número de referencia
Numero di referenza
Numéro de référence
Referenz-nummer



Consultar instruções de uso
Consult instruction for use
Consulte las instrucciones para El uso
Consulta Le istruzioni per uso
Consultez les instructions pour l'usage
Konsultieren Sie den Gebrauchsanweisungen



Data de validade
Use by
Fecha de validez
Data di validità
Date de validité
Gültigkeitsdauer




Não utilizar se a embalagem estiver violada
Do not use when packing damaged
No utilice cuando el embalaje dañado
Non usi quando l'imballaggio ha danneggiato
N'employez pas quand l'emballage a endommagé
Verwenden Sie nicht, als Verpackung beschädigte



Não reesterilize
Do not re-sterilize
No vuelva a esterilizar
Non ristilizzai
Ne restérilisez pas
sterilisieren Sie nicht wieder



Armazenar em lugar seco, fresco e livre da luz do sol
Store in a cold dry place, and protect from sunlight
Almacenar en lugar seco, fresco y libre de la luz del sol
Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dalla luce diretta del sole
Emmagasiner dans un endroit frais, sec et à l'abri du soleil
Lagerung an trockenem, kühlen Ort, ohne Sonnenbestrahlung



Representante europeu autorizado
Authorized representative in the European Community
Representante autorizado em la Comunidad Europea
Rappresentante Autorizzato nella Comunità Europea
Représentant Autorisé dans la Communauté européenne
Ermächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft



2797

Fabricado por:

SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Rodovia Raul Azevedo de Macedo, 733 - Salgadinho

83.606-482 - Campo Largo - PR Tel. 55 41 3052-5999 - Fax 55 41 3052-7660

CNPJ: 03.717.757/0001-99 - Inscrição Estadual: 902.12465-97

signovinces@signovinces.com.br www.signovinces.com.br

Responsável Técnico:

Eng. Andreas R. Firzlaff CREA 29.522/D-PR

Registro ANVISA n.º: 80389000006

Representante autorizado:

Signo Vinces Europa Lda

Av 5 de outubro, 151 6ºB

1050.053 - Lisboa - Portugal

Rev.12 Jan/2026