

signo  vines®

+ inovação
SEMPRE



 SISTEMA
INFRA®



(41) 3032-5999



www.signovinces.com.br




A real EVOLUÇÃO dos Sistemas de Implantes

- sv Angulação CM de 22°
- sv Conexão protética consagrada há mais de 12 anos
- sv Tempo de osseointegração reduzido
- sv 02 protocolos de instalação:
 - . Ao nível da tábua óssea
 - . Abaixo da crista óssea ou infra ósseo
- sv São reabilitados com componentes protéticos cone morse, plataforma CM, para implantes infra ósseo nas alturas 0.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5



**+ inovação
SEMPRE**

PARA APLICAÇÕES DIVERSAS



MACRO DESENHO
que irá revolucionar
sua forma de trabalho



ROSCA TRAPEZOIDAL

PRINCÍPIO DA CÂMARA DE COÁGULO

Sem compressão óssea por interferência, a rosca trapezoidal acelera a neoformação óssea, melhora a qualidade do osso e reduz o tempo de osseointegração.

DUPLO PROTOCOLO DE INSTALAÇÃO

Dois protocolos de instalação: O implante ao nível da tábua óssea ou o implante abaixo da crista óssea.



Plataforma	Ø corpo	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm	15.0 mm	16.5 mm	18.0 mm
CM	Ø 3.3 mm	21.231	21.232	21.233	21.234	21.235	21.236	21.237
CM	Ø 3.8 mm	21.241	21.242	21.243	21.244	21.245	21.246	21.247
CM	Ø 4.6 mm	21.341	21.342	21.343	21.343	21.345	21.346	21.347
CM	Ø 5.5 mm	21.441	21.442	21.443	21.444	21.445		



**+ inovação
SEMPRE**

MATRIZ

BRASIL - PARANÁ

SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA
0800 600 5999 | +55 (41) 3032.5999
Rod. Raul Azevedo de Macedo, 733
83.606-482 | Campo Largo/PR
signovinces@signovinces.com.br

FILIAIS

PORTUGAL - LISBOA

SIGNO VINCES EUROPA, LDA
Tel. +351 217 97 56 55
Telemóvel +351 935 01 49 72
Av. 5 de Outubro, 151 - 6B | 1050-053
europa@signovinces.com.br
www.signovinces.pt