

signo  vinesces[®]

SEJA
VOCÊ

KITS
EVO[®]



KITS EVO®

DESIGN, INOVAÇÃO & PRATICIDADE

DESIGN, INNOVATION AND PRACTICALITY
DISEÑO, INNOVACIÓN Y PRACTICIDAD

Com design diferenciado e materiais modernos, proporciona leveza e agilidade em todos os procedimentos.

Prático, compacto e funcional, intuitivo.

*With a unique design and modern materials, the kits provide lightness and agility in all procedures.
Practical, compact and functional, intuitive.*

Con un diseño diferenciado y materiales modernos, brinda levedad y agilidad en todos los procedimientos.
Práctico, compacto y funcional, intuitivo.



KIT GUIDE
KIT GUIDE | KIT GUÍA

20.509



KIT CIRÚRGICO
SURGICAL KIT | KIT QUIRÚRGICO

20.502



KIT PROTÉTICO
PROSTHETIC KIT | KIT PROTÉSICO

20.503



KIT DE GUIA CIRÚRGICA
SURGICAL GUIDES KIT | KIT GUÍA QUIRÚRGICA

20.504



**KIT ENXERTO ÓSSEO OU
KIT ANCORAGEM ORTODÔNTICA**

BONE GRAFT KIT OR ANCLAJE ORTODÔNTICO KIT
KIT INJERTO ÓSEO O KIT ANCLAJE ORTODÔNTICO

20.505

20.507

ELES ESTÃO CHEGANDO!

THEY ARE COMING | ¡ESTÁN LLEGANDO!



A linha EVO foi desenvolvida para levar você para uma nova dimensão, onde a sua experiência é o nosso principal objetivo.

The EVO Line was developed to take you to a new dimension, where your experience is our main goal.

La línea EVO se ha desarrollado para llevarle a una nueva dimensión, donde su experiencia es nuestro principal objetivo.



KIT CIRÚRGICO

SURGICAL KIT | KIT QUIRÚRGICO

Brocas e instrumentais para todos os implantes Signo Vincés®.
Drills and instruments for all Signo Vincés® implants.
Fresas e instrumentos para todos los implantes Signo Vincés®.



20.502



Um kit racional e versátil, o conjunto de brocas cônicas podem ser utilizadas para todos os implantes de desenho cônico e o conjunto de brocas cilíndricas podem ser utilizadas em todos os implantes de desenho cilíndrico.

A rational and versatile kit, the conical drill set can be used for all conical design implants and the cylindrical drill set can be used in all cylindrical design implants.

Un kit racional y versátil, el juego de fresas cónicas se puede utilizar para todos los implantes de diseño cónico y el juego de fresas cilíndricas se puede utilizar en todos los implantes de diseño cilíndrico.

KIT EVO GUIDE

EVO KIT GUIDE | KIT EVO GUÍA

Para cirurgia guiada dos implantes Signo Vincés®: Sistemas Infra, Ares, Duo e Duocon, medidas 3.8mm e 4.6mm, comprimentos 8.5 | 10.0 | 11.5 | 13.0mm.
For guided surgery of Signo Vincés® implants: Infra, Ares, Duo and Duocon, of measures 3.8 and 4.6mm, lengths 8.5 | 10.0 | 11.5 | 13.0mm.
Para cirugía guiada de los implantes Signo Vincés®: Infra, Ares, Duo y Duocon, medidas 3,8 y 4,6mm, longitudes 8,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0mm.



20.509



Um kit simples e enxuto, utilizado para cirurgias menos invasivas que a convencional, onde o planejamento virtual através de imagens radiográficas, permite incisões precisas, como auxílio de um guia previamente planejado e impresso 3D.

A simple and compact kit, used for less invasive surgeries than conventional ones, where the virtual planning through radiographic images, allows precise incisions, with the help of a guide previously planned and printed 3D guide.

Un kit simple y compacto, utilizado para cirugías menos invasivas que las convencionales, donde la planificación a través de imágenes radiográficas, permite realizar incisiones precisas, con la ayuda de una guía previamente planificada e impresa en 3D.

KIT PROTÉTICO

PROSTHETIC KIT | KIT PROTÉSICO

Linha completa de chaves, conexões e torquímetro.
Complete line with drivers, connections and torque wrench.
Línea completa de llaves, conexiones y torquímetro.



1.3 quadrada
squared
cuadrada

0.9 | 1.2 hexagonal
hexagonal
hexagonal

fenda slot
grieta

mini pilar
o'ring, pilar
mini pilar

curta | média
short | medium
corta | mediana

chave bidigital . bidigital driver . llave bidigital

torquímetro protético
prosthetic torque wrench
torquímetro protésico

chave para torquímetro . torque wrench driver . llave para torquímetro



20.503


KIT GUIA CIRÚRGICA

SURGICAL GUIDES KIT | KIT GUÍA QUIRÚRGICA

Auxilia no diagnóstico de espaços biológicos entre dentes e implantes.
Assists in diagnosing biological spaces between teeth and implants.
Ayuda en el diagnóstico de los espacios biológicos entre los dientes y los implantes.

PLATAFORMA HE 3.3MM
PLATFORM HE 3.3MM | PLATAFORMA HE

SISTEMA *Integral* | 3.25MM SISTEMA *Duo* | 3.8MM SISTEMA *ARES* | 3.8MM




20.504



PLATAFORMA HE 4.1MM
PLATFORM HE 4.1MM | PLATAFORMA HE 4.1MM

SISTEMA *Integral* | 3.75MM + 4.0MM

SISTEMA *Duo* | 4.6MM SISTEMA *ARES* | 4.6MM




PLATAFORMA HE 4.1MM E 5.0MM

PLATFORM HE 4.1MM AND 5.0MM

PLATAFORMA HE 4.1MM Y 5.0MM

SISTEMA *Integral* | 3.75MM + 4.0MM | 5.0MM

SISTEMA *Duo* | 4.6MM | 5.5MM



KIT ENXERTO ÓSSEO

KIT ANCORAGEM ORTODÔNTICA

BONE GRAFT KIT . ORTHODONTIC ANCHORAGE KIT
KIT INJERTO ÓSEO EVO | KIT ANCLAJE ORTODÓNCICO

Para cirurgias de enxerto ósseo e/ou ancoragem ortodôntica.
For bone grafting surgeries and/or orthodontic anchorage.
Para injerto óseo y/o cirugía de anclaje ortodóncico.



autoperfurante
self-drilling
autoperforante

5mm
7mm
9mm
11mm
13mm

parafuso de ancoragem
anchoring screw
tornillo de anclaje

12mm
8mm
6mm



20.505

20.507



signovinces®

MATRIZ: SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

0800 600 5999 | +55 41 3032.5999

Rod. Raul Azevedo de Macedo, 733 | Campo Largo / PR | Brasil | 83606-482

signovinces@signovinces.com.br | www.signovinces.com.br