

signo  vines.®

+ evolução
SEMPRE



 **SISTEMA**
Ancor®



(41) 3032-5999



www.signovinces.com.br




A real EVOLUÇÃO dos Sistemas de Implantes

- sv** Angulação CM-A de 11,5°
- sv** Conexão protética consagrada há mais de 30 anos
- sv** Compatibilidade com as principais marcas do mercado
- sv** Tempo de osseointegração reduzido
- sv** 02 protocolos de instalação:
 - . Ao nível da tábua óssea
 - . Abaixo da crista óssea ou infra ósseo
- sv** • São reabilitados com componentes protéticos cone morse, plataforma CM-A, para implantes infra ósseo nas alturas 0.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5mm.



**+ evolução
SEMPRE**

PARA APLICAÇÕES DIVERSAS



Utilização do mesmo conjunto de brocas do Sistema Infra®.

MACRO DESENHO
baseado no consagrado
Implante INFRA®.



ROSCA TRAPEZOIDAL

PRINCÍPIO DA CÂMARA DE COÁGULO

Sem compressão óssea por interferência, a rosca trapezoidal acelera a neoformação óssea, melhora a qualidade do osso e reduz o tempo de osseointegração.

DUPLO PROTOCOLO DE INSTALAÇÃO

Dois protocolos de instalação: O implante ao nível da tábua óssea ou o implante abaixo da crista óssea.



Plataforma	Ø corpo	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm	15.0 mm	16.5 mm	18.0 mm
CM-A	Ø 3.3 mm	21.001	21.002	21.003	21.004	21.005	21.006	21.007
CM-A	Ø 3.8 mm	21.011	21.012	21.013	21.014	21.015	21.016	21.017
CM-A	Ø 4.6 mm	21.021	21.022	21.023	21.024	21.025	21.026	21.027
CM-A	Ø 5.5 mm	21.031	21.032	21.033	21.034	21.035		



+ evolução
SEMPRE

MATRIZ

BRASIL - PARANÁ

SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA
0800 600 5999 | +55 (41) 3032.5999
Rod. Raul Azevedo de Macedo, 733
83.606-482 | Campo Largo/PR
signovinces@signovinces.com.br

FILIAIS

PORTUGAL - LISBOA

SIGNO VINCES EUROPA, LDA
Tel. +351 217 97 56 55
Telemóvel +351 935 01 49 72
Av. 5 de Outubro, 151 - 6B | 1050-053
europa@signovinces.com.br
www.signovinces.pt