

signo  vines®

+ integração
SEMPRE



SISTEMA *Inttegra* 



(41) 3032-5999



www.signovinces.com.br

SISTEMA *Inttegra*®


A INTEGRAÇÃO dos Sistemas de Implantes

- sv** Conexão HE
- sv** Conexão protética consagrada há mais de 30 anos
- sv** Compatibilidade com as principais marcas do mercado
- sv** Tempo de osseointegração reduzido
- sv** Protocolo de instalação:
. Ao nível da tábua óssea
- sv** São reabilitados com componentes protéticos hexágono externo, plataforma HE, com transmucoso 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0



**+ integração
SEMPRE**

PARA APLICAÇÕES DIVERSAS



MAIOR LIBERDADE
rotacional e resistência
mecânica



ROSCA
TRIANGULAR

SISTEMA *Integra*



Plataforma	Ø corpo	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm	15.0 mm
HE 3.3	Ø 3.25 mm	21.211	21.212	21.213	21.214	21.215
HE 4.1	Ø 3.75 mm	21.311	21.312	21.313	21.314	21.315
	Ø 4.00 mm	21.321	21.322	21.323	21.324	21.325
HE 5.0	Ø 5.00 mm	21.411	21.412	21.413	21.414	21.415



+ integração
SEMPRE

MATRIZ

BRASIL - PARANÁ

SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA
0800 600 5999 | +55 (41) 3032.5999
Rod. Raul Azevedo de Macedo, 733
83.606-482 | Campo Largo/PR
signovinces@signovinces.com.br

FILIAIS

PORTUGAL - LISBOA

SIGNO VINCES EUROPA, LDA
Tel. +351 217 97 56 55
Telemóvel +351 935 01 49 72
Av. 5 de Outubro, 151 - 6B | 1050-053
europa@signovinces.com.br
www.signovinces.pt