

signo  vences®

+ simplicidade
SEMPRE

SV

 SISTEMA
ARES®



(41) 3032-5999



www.signovinces.com.br




A SIMPLICIDADE dos Sistemas de Implantes

- SV** Conexão HE
- SV** Conexão protética consagrada há mais de 30 anos
- SV** Compatibilidade com as principais marcas do mercado
- SV** Tempo de osseointegração reduzido
- SV** 02 protocolos de instalação:
 - . Ao nível da tábua óssea
 - . Abaixo da crista óssea ou infra ósseo
- SV** São reabilitados com componentes protéticos hexágono externo, plataforma HE, com transmucoso 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0



+ simplicidade
SEMPRE

PARA APLICAÇÕES DIVERSAS



MAIOR LIBERDADE
rotacional e resistência
mecânica



ROSCA **TRAPEZOIDAL**

PRINCÍPIO DA **CÂMARA DE COÁGULO**

Sem compressão óssea por interferência, a rosca trapezoidal acelera a neoformação óssea, melhora a qualidade do osso e reduz o tempo de osseointegração.

DUPLO **PROTOCOLO DE INSTALAÇÃO**

Dois protocolos de instalação: O implante ao nível da tábua óssea ou o implante abaixo da crista óssea.



Plataforma	Ø corpo	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm	15.0 mm	16.5 mm	18.0 mm
HE 3.3	Ø 3.8 mm	21.206	21.207	21.208	21.209	21.210	21.228	21.229
HE 4.1	Ø 4.6 mm	21.306	21.307	21.308	21.309	21.310	21.329	21.330
HE 5.0	Ø 5.5 mm	21.431	21.432	21.433	21.343	21.435		



+ simplicidade
SEMPRE

MATRIZ

BRASIL - PARANÁ

SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA
0800 600 5999 | +55 (41) 3032.5999
Rod. Raul Azevedo de Macedo, 733
83.606-482 | Campo Largo/PR
signovinces@signovinces.com.br

FILIAIS

PORTUGAL - LISBOA

SIGNO VINCES EUROPA, LDA
Tel. +351 217 97 56 55
Telemóvel +351 935 01 49 72
Av. 5 de Outubro, 151 - 6B | 1050-053
europa@signovinces.com.br
www.signovinces.pt