

signo  vines.

+ solução
SEMPRE



SISTEMA Compact 



(41) 3032-5999



www.signovinces.com.br


A SOLUÇÃO dos Sistemas de Implantes

- sv** Angulação CM de 22°
- sv** Conexão protética consagrada há mais de 12 anos
- sv** Tempo de osseointegração reduzido
- sv** 02 protocolos de instalação:
 - . Ao nível da tábua óssea
 - . Abaixo da crista óssea ou infra ósseo
- sv** São reabilitados com componentes protéticos cone morse, plataforma CM, com transmucoso 0.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 .



**+ solução
SEMPRE**

PARA APLICAÇÕES DIVERSAS



INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE OSSOS
com deficiência em altura sendo uma alternativa
viável ao uso de exertos.



A ALTERNATIVA PERFEITA
para todos os tipos de osso
com deficiência em altura



ROSCA TRAPEZOIDAL

PRINCÍPIO DA CÂMARA DE COÁGULO

Sem compressão óssea por interferência, a rosca trapezoidal acelera a neoformação óssea, melhora a qualidade do osso e reduz o tempo de osseointegração.

DUPLO PROTOCOLO DE INSTALAÇÃO

Dois protocolos de instalação: O implante ao nível da tábua óssea ou o implante abaixo da crista óssea.

SISTEMA *Compact*



Plataforma	Ø corpo	6.0 mm	7.0 mm
CM	Ø 4.5 mm	21.338	21.339



+ solução
SEMPRE

MATRIZ

BRASIL - PARANÁ

SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA
0800 600 5999 | +55 (41) 3032.5999
Rod. Raul Azevedo de Macedo, 733
83.606-482 | Campo Largo/PR
signovinces@signovinces.com.br

FILIAIS

PORTUGAL - LISBOA

SIGNO VINCES EUROPA, LDA
Tel. +351 217 975 655
Telemóvel +351 935 014 972
Av. 5 de Outubro, 151 - 6B | 1050-053
europa@signovinces.com.br
www.signovinces.pt