

signo  vinces®

+ agilidade
SEMPRE



- CIRÚRGICO EVO
- CIRÚRGICO COMPACTO
- CIRÚRGICO EVO GUIDE
- GUÍAS CIRÚRGICAS
- PROTÉTICO

KITS
EVO®



(41) 3032-5999



www.signovinces.com.br

KIT CIRÚRGICO EVO

DESIGN, INOVAÇÃO E PRATICIDADE

KIT CIRÚRGICO
EVO®

Para reduzir o tempo cirúrgico e elevar o sucesso na instalação dos implantes



- Compacto, prático e funcional;
- Organização inteligente das brocas e instrumentais;
- Broca Lança exclusiva para iniciar o preparo com precisão;
- Para todos os implantes Signo Vínecs.

KIT CIRÚRGICO EVO COMPACTO

COMPACTO E INOVADOR

KIT COMPACTO
EVO®

Menor tempo cirúrgico e maior sucesso na instalação dos implantes Cone Morse



- Compacto, prático e funcional;
- Organização inteligente das brocas e instrumentais;
- Broca Lança exclusiva para iniciar o preparo com precisão;
- Para os implantes Sistema Infra e Âncor Signo Vínecs.

PROTOCOLO CIRÚRGICO RÁPIDO E SEGURO




INSTALAÇÃO DO IMPLANTE COM NO MÁXIMO 3 BROCAS*

*A sequência de brocas pode variar de acordo com o protocolo e a avaliação clínica

1

**MARCAÇÃO INICIAL
BROCA LANÇA**


Marcação precisa e segura do início do preparo



2

**INTERMEDIÁRIA
BROCA CÔNICA**

Preparo otimizado com eficiência e menor tempo cirúrgico
Ø 3.3 | Ø 3.8 | Ø 4.6 | Ø 5.5




3

**FINAL
BROCA PILOTO**

Preparo final ideal para instalação com ótima estabilidade
CM-A | CM | HE 3.3, 4.1 e 5.0





**INTERMEDIÁRIA
BROCA CILÍNDRICA**


Ø 2.6 | Ø 3.0 | Ø 3.3 | Ø 3.8 | Ø 4.3



**FINAL
BROCA COUNTERSINK**

HE 3.3, 4.1 e 5.0





**CHAVE DE CAPTURA
CM-A e CM
HE 3.3, HE 4.1 e HE 5.0**



**CHAVE DE TORQUE
CM-A e CM
HE 3.3, HE 4.1 e HE 5.0**



**CHAVE DIGITAL
0.9 | 1.2**





KIT CIRÚRGICO EVO GUIDE

TECNOLOGIA, PLANEJAMENTO E PRECISÃO

**EVO
GUIDE**

Para elevar a segurança e a excelência dos tratamentos com implantes.



- Mais precisão, previsibilidade e eficiência clínica;
- Instrumentais para fixação segura da guia cirúrgica;
- Osteotomia minimamente invasiva, praticamente pontual;
- Brocas específicas para uma perfuração rápida e segura;
- Stop Drills que garantem maior controle e segurança durante o procedimento;
- Chaves de captura e instalação dos implantes.

Para maiores informações, consulte o MANUAL EVO GUIDE.



Compatível com:

Sistema Âncor: CM-A - 3.3 | 3.8 | 4.6

Sistema Infra: CM - 3.3 | 3.8 | 4.6

Sistema Ares: HE 3.3 | 4.1

*Exceto nos $\varnothing$ 5.5mm e alturas de 16.5mm e 18.0mm

SEQUÊNCIA CIRÚRGICA GUIADA

**BROCA
CORTICAL**



**BROCA
LANÇA**

**BROCA CÔNICA
 $\varnothing$ 3.3**

**BROCA CÔNICA
 $\varnothing$ 3.8**

**BROCA CÔNICA
 $\varnothing$ 4.6**

**BROCA PILOTO
 $\varnothing$ 3.8 $\varnothing$ 4.6**



Implantes:

**SISTEMA
ÂNCOR**

**SISTEMA
INFRA**

**SISTEMA
ARES**

KIT DE GUIAS CIRÚRGICAS

INOVAÇÃO, PLANEJAMENTO E SOLUÇÃO


KIT GUIA CIRÚRGICA
EVO®

Para otimizar o tempo cirúrgico, com o diagnóstico preciso de espaços entre dentes e implantes.


- Inovado, compacto e prático;
- Kit completo de ferramentas para o diagnóstico de espaços biológicos peri-implantares e entre dentes e implantes.

GUÍA CIRÚRGICA


HE 3.3 | $\varnothing$ 3.8




HE 4.1 | $\varnothing$ 4.1



HE 5.0 | $\varnothing$ 5.0



HE 4.1 | $\varnothing$ 4.1 - 5.0



KIT PROTÉTICO


DESIGN, TECNOLOGIA E PRECISÃO

KIT PROTÉTICO
EVO®

Para a instalação de implantes cilíndricos e cônicos de hexágono externo.

- Design prático e funcional;
- Linha completa de chaves, conexões e torquímetro;
- Para implantes cilíndricos e cônicos de hexágono externo;


CHAVE PARA TORQUÍMETRO



CHAVE PARA TORQUÍMETRO
PARA ORING PILAR CÔNICO
MINI PILAR CÔNICO



BIDIGITAL ADAPTADORA
PARA TORQUÍMETRO



TORQUÍMETRO



www.signovinces.com.br



+ agilidade
SEMPRE

MATRIZ

BRASIL - PARANÁ

SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA
0800 600 5999 | +55 (41) 3032.5999
Rod. Raul Azevedo de Macedo, 733
83.606-482 | Campo Largo/PR
signovinces@signovinces.com.br

FILIAIS

PORTUGAL - LISBOA

SIGNO VINCES EUROPA, LDA
Tel. +351 217 97 56 55
Telemóvel +351 935 01 49 72
Av. 5 de Outubro, 151 - 6B | 1050-053
europa@signovinces.com.br
www.signovinces.pt